

Données techniques

Taille normale, taille de 165 cm et plus, pliée dans le sac
L x B x H en cm: 87 x 30 x 25
Construction: 96 x 59 x 1/2 H variable, en fonction du réglage

Junior, jusqu'à 165 cm de taille, dans le sac : 7 cm plus court.
Construction: 7 cm plus court à 7 cm plus étroit

Shoppers, version allégée*, en raison de roues plus petites à dimensions légèrement plus petites. La version junior est aussi idéale pour les enfants et les personnes de petite taille.

Poids 16 kg / sans batterie et sans siège 11 kg.
* Shopper 12 kg / 8 kg

3 piles à choix, Watt-heures (Wh), poids,
La couverture au niveau de charge utile de 100 kg
158 Wh* 1,2 kg 13km 274,4 Wh* 1,85 kg 25 km
420 Wh** 2,65 kg 35 km
* Approuvé pour les voyages aériens ** interdit au voyages aériens

Chargeur : 100 - 240 V en continu, le temps de charge pour la batterie vide
5/8/12 heures.

Max. Rec. charge utile: 150 kg plus bagages,
plus de charge utile sur demande

moteur : 224 V puissance nominale de 200 watts, à la roue de moyeu, marche avant/marche arrière *Shopper 100 W

Performance avec 100 kg de charge de 15% * Shopper 6%

Vitesse : 6km/h ** *Shopper 4 km/h

** Dans l'UE, cela n'est pas autorisé sur la propriété publique l'on exige que les véhicules à moteur limite la vitesse maximale à 6 km/h. Autre vitesse supérieur sur demande

Pneus: avant 200 x 50 mm, arrière 186 x 70 mm,
* Shopper toutes les roues 150 x 30 mm, le tout avec remplissage en mousse rigide

Freins : Chaque roue arrière avec chacune un frein à bande, plus
Frein de stationnement * Shopper 1 frein à droit

Livraison, sauf accord contraire :

1 TravelScoot avec batterie au choix, le chargeur, sac de transport Scooter, sac trapèze à fixer pour faciliter le sac à main et le kit d'outil léger
Le transport des béquilles et d'un panier d'achat est déjà préparé selon les normes !




TravelScoot
Re-Mobilize Your Life!

Avec seulement 16 kg, Le TravelScoot est de loin la voiture électrique la plus légère et compacte au monde. Parfaite pour tous ceux dont les pieds ne fonctionnent plus vraiment, mais sinon qui sont encore en assez bonne forme.

Le système de pliage innovant du TravelScoot a permis, pour la première fois, le pliage d'un tel véhicule dans la petite taille de paquet d'un scooter à deux roues.

Le montage et le démontage ne dure pas ! Le TravelScoot plié s'introduit complètement dans son étui de transport et trouve de la l'endroit là où jamais auparavant ne pouvait être transporté un scooter !

L'apparition intelligente du TravelScoot prend un place essentielle qui pour certains était perçue comme une stigmatisation désagréable de l'handicap. Au cas où on est perçu par des étrangers, on reçoit souvent un sourire approbateur, un « coup de pouce » ou un commentaire comme « véhicule sympa ! »

Plus de détails sont disponibles sur notre vaste site Web

www.travelscoot.com

or visit us:

escooter.de TravelScoot sales Europe

Adi-Maislinger-Str. 7 D-81373 Munich

E-Mail: mail@travelscoot.eu

Open Mo-Fr 10 a.m. to 6.30 p.m.



description du produit:

A partir d'une idée révolutionnaire à travers l'utilisation d'aluminium de type aéronautique à haute résistance avec un poids très faible, est née une structure extrêmement robuste, brevetée. En dépit d'un maximum de charge utile recommandé de 150 kg, quelques individus obèses ne voyagent pas avec le TravelScoot et prennent volontiers comme seul inconvénient, une moindre performance en montée et une gamme réduite comme. mais cela peut être plus que compensé par le transport d'une deuxième batterie empli.

En raison de la faible taille imbattable de poids et du paquet, le TravelScoot est prédestiné à être emporté partout avec soit. Que ce soit au super marché autour du coin, pour faire des courses à travers la ville dans les transports en commun, pour aller à toutes sortes d'événements ou à un voyage dans la moitié ou dans le monde entier par avion ou bateau de croisière.

Le TravelScoot permet de se déplacer, même si les pieds disent non et le shopping leur redonner de la joie !

Si marcher est déjà difficile, alors généralement se tenir debout n'est pas non plus agréable. Mais, malheureusement, faire la queue est une nécessité quotidienne, que ce soit à une caisse enregistreuse, à un commutateur, etc .. Avec le TravelScoot l'on ne se tient plus debout, mais s'ASSEOIT. Dans les transports publics, on a toujours son propre siège et l'on n'aura plus à demander aux plus jeunes et/ou aux plus sains de se lever. Juste où il y a de l'espace, orienté transversalement avec le frein de stationnement serré, stationnez et restez assis.

véhicules pour handicapés (avec plus de deux roues) peuvent être utilisés partout où l'on se déplacerait autrement à pied, y compris à l'intérieur des bâtiments!

Avec les économies de poids significatives par rapport aux produits concurrents, s'accompagne une gamme commodément accrue.

En utilisation quotidienne, un scooter doit être soulevée toujours, que ce soit sur un trottoir ou dans un véhicule, dans le pire des cas, en l'absence d'un ascenseur, même dans un escalier ! Dans ce cas, chaque kilo devient crucial !



Pour votre TravelScoot nous avons une vaste gamme d'accessoires utiles disponibles

Le pendentif universel peut être si ou utilisé comme tel



pour le sac à main léger



Ensemble de croisière



Les marchepieds



Panier d'achats pliables



Ensemble de voyage aérien



ASupport pour accumulateur hautement spécifié



Trois batteries lithium-ion au choix



Suspension de siège