

Datos técnicos

Modelo normal, para un tamaño de cuerpo de 165 cm o más, plegada en la bolsa: La x An x Al: 87 x 30 x 25 cm
Montada: 96 x 59 ½ x una altura variable, según su ajuste

Versión Junior, para un tamaño de cuerpo menor a 165 cm, en la bolsa es 7 cm más corta.
Montada: 7 cm más corta y 7 cm más estrecha

Modelo Shopper, reducida*, gracias a unas ruedas más pequeñas tiene unas dimensiones ligeramente menores. Por ello la versión junior es mejor para niños y personas de baja estatura.

Peso 16 kg / sin batería y sin asiento 11 kg.
* Shopper 12 kg / 8 kg

Choice of 3 li-Ion batteries,

3 baterías para elegir, vatios-hora (Wh), peso
Alcance en suelo llano con 100 kg de carga:
158 Wh* 1,2 kg 13 km 274,4 Wh* 1,85 kg 25 km
420 Wh** 2,65 kg 35 km

* Permitida en viajes de avión ** No permitida en viajes de avión

Cargador: 100 – 240 V sin niveles, tiempo de carga con baterías vacías 5 / 8 / 12 h

Carga máx. recomendada: 150 kg más equipaje,
A petición podemos ofrecer una carga mayor

Motor: Potencia nominal 24 V 200 W, en el buje, funcionamiento hacia delante y hacia atrás *Shopper 100 W

Capacidad de ascenso con 100 kg de carga 15 % *Shopper 6 %

Velocidad: 6 km/h ** *Shopper 4 km/h

** En la UE, por razones oficiales, la velocidad máxima para este tipo de vehículos está limitada a 6 km / h. A petición podemos ofrecer una velocidad mayor.

Neumáticos: delantero 200 x 50 mm, traseros 186 x 70 mm,
* Shopper todas ruedas 150 x 30 mm todas con relleno de espuma dura

Frenos: Cada rueda anterior con un freno de cinta
freno de estacionamiento * Shopper 1 freno a la derecha

Contenido si no se ha acordado nada distinto:

1 TravelScoot completa con las pilas elegidas, cargador, funda de scooter, bolsa plegable con forma de trapecio para bolsa de mano y caja de herramientas

De serie se envía también un bastón y una cesta de compra.



Con solo 16 kg, la **TravelScoot** es con diferencia la scooter de movilidad más ligera y compacta del mundo. Perfecta para todos aquellos cuyos pies no funcionen perfectamente, pero que por lo demás sigan en buena forma.

El innovador sistema plegable de la **TravelScoot** permite por primera vez el plegado de un vehículo de este tipo. El montaje y el desmontaje dura pocos minutos. La TravelScoot plegada encaja perfectamente en su funda de transporte, ¡por primera vez en una scooter de movilidad!

El aspecto elegante de la **TravelScoot** evitará para muchos el desagradable estigma de la discapacidad. Cuando un usuario conduce la TravelScoot a menudo los desconocidos responden con una sonrisa de aprobación, un pulgar hacia arriba o un comentario como “¡Buen vehículo!”

Puede encontrar más detalles en nuestra exhaustiva

Página web

www.travelscoot.com

escooter.de / TravelScoot sales Europe

Adi-Maislinger-Str. 7 81373 München

Öffnungszeiten Mo. - Fr. 10 - 18:30 Uhr

mail@travelscoot.eu



TravelScoot

Re-Mobilize Your Life!



Descripción

A partir de una idea innovadora y del uso de aluminio resistente típico del sector de la aeronáutica, hemos patentado una estructura extremadamente robusta pero con un peso ligero.

Gracias a su carga máxima de 150 kg, muchas personas corpulentas pueden utilizar la TravelScoot, aceptando como única desventaja una capacidad de ascenso y un alcance algo más reducidos. Pero esto último puede ser más que compensado llevando una segunda batería apilable.

Gracias al ligerísimo peso y volumen cuando está plegada, la TravelScoot está destinada a ser su compañera donde quiera que vaya. Ya sea una visita al supermercado de la esquina, el transporte público para hacer recados en la ciudad, todo tipo de eventos o un viaje alrededor del mundo en avión o crucero.

La TravelScoot le dará movilidad aun incluso cuando sus pies digan no, y le permitirá volver a comprar con alegría.

Cuando caminar se vuelve difícil, normalmente estar de pie también lo es. Sin embargo por desgracia hacer cola es una necesidad diaria, ya sea en la fila del supermercado, en un mostrador, etc. Con la TravelScoot uno ya no tiene que hacer cola de pie, puede hacerlo SENTADO. En el transporte público su TravelScoot le ofrecerá siempre un asiento disponible por lo que podrá evitar el engorro de esperar que una persona joven y con salud se levante para cederle su sitio. Y si el lugar al que va ya tiene un asiento, presione el freno de estacionamiento, aparque en sentido transversal y siéntese cómodamente.

Los vehículos para gente de movilidad reducida (con más de dos ruedas) deben poder ser utilizados en todos los lugares donde uno pueda caminar; ¡incluso en el interior de los edificios!

Con el gran ahorro de peso con respecto a los productos de la competencia, es como si usted lograra un alcance mayor.

En el uso diario, en algún momento tendrá que levantar su scooter, ya sea para subirla a la acera o a un vehículo, o en el peor de los casos, para subir por las escaleras en edificios sin ascensor ¡En estos casos cada kilo cuenta!



Tenemos una oferta exhaustiva de accesorios útiles para su TravelScoot

El remolque universal se puede utilizar así... o así



Para paquetes ligeros



Set de crucero



Placa auxiliar para reposapiés



Set de viaje



Cesta de la compra plegable



Soporte de batería elevado



Tres baterías de litio-ion diferentes para su elección



Suspensión para el asiento